



## Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios AEMPS

### DETECCIÓN EN EL MERCADO SERBIO DE FALSIFICACIONES DE PRESERVATIVOS DUREX

Fecha de publicación: 28 de mayo de 2018

Categoría: PRODUCTOS SANITARIOS, PRODUCTOS FALSIFICADOS  
Referencia: PS, 7/2018

***La AEMPS informa de la detección en el mercado de Serbia de unidades falsificadas de distintos modelos de preservativos “Durex”.***

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha tenido conocimiento, a través de las Autoridades Competentes de Serbia, de la distribución en el mercado Serbio de unidades falsificadas de preservativos “Durex”.

Los preservativos “Durex” originales fabricados por Reckitt Benckiser Healthcare Ltd, Reino Unido, se encuentran comercializados en el mercado español. Hasta el momento, no se han detectado unidades falsificadas en España.

#### PRODUCTOS AFECTADOS

Se han detectado falsificaciones de cuatro modelos diferentes de preservativos “Durex” en presentaciones de 3 unidades. En el etiquetado del producto, el nombre del modelo figura en inglés (“Classic”, “Extra Safe”, “Tickle Me” y “Feel Thin”) y el resto de la información en los idiomas húngaro, búlgaro, rumano y serbio.

A continuación se incluyen el nombre del producto, número de lote y la caducidad que aparece en las unidades falsificadas detectadas:

Nombre del producto	Nº de lote	Fecha de caducidad
Durex Extra Safe 3 pack	0010815033	2020/09
Durex Extra Safe 3 pack	0010815033	2022/04
Durex Extra Safe 3 pack	0010815033	2020/07
Durex Extra Safe 3 pack	0010815033	2020/08
Durex Classic 3 pack	1000124732	2021/11
Durex Feel Thin 3 pack	0010821302	2020/07
Durex Tickle Me 3 pack	0010895928	2020/07
Durex Tickle Me 3 pack	0010853745	2020/09
Durex Tickle Me 3 pack	0010853745	2020/06

Las siguientes imágenes corresponden a muestras del producto falsificado:



Los productos falsificados se pueden diferenciar de los originales en pequeños detalles. El aspecto más identificativo es que en las unidades falsificadas entre la fecha de caducidad y el lote figura “made in Thailand” o “made in China”, como se puede ver en las siguientes imágenes, que no aparece en las unidades originales:



## SITUACIÓN ACTUAL

El fabricante, Reckitt Benckiser Healthcare Ltd, ha confirmado la falsificación. Las autoridades Serbias están llevando a cabo la correspondiente investigación.

## RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta que no se puede descartar que los productos falsificados se introduzcan en el mercado español a través de redes de distribución distintas a la del fabricante y los distribuidores identificados, la AEMPS recomienda a los usuarios:

- Examinar atentamente los productos antes de usarlos, teniendo en cuenta que la información tiene que estar en español.
- Si sospecha que un producto puede ser falsificado, no lo utilice, póngase en contacto con el distribuidor local del fabricante, Reckitt Benckiser Healthcare, S.A., en el teléfono 93 842 61 37 para determinar si el producto es auténtico.
- En el caso de que se confirme que el producto es una falsificación, informe a la AEMPS por fax al número 91 822 52 89 o por correo electrónico a la dirección [pscontrol@aemps.es](mailto:pscontrol@aemps.es), incluyendo los datos de la empresa que les ha suministrado el producto.